



Mobility & you



CATALOGUS LIGHT DRIVE 3

www.mobility-you.nl



INHOUDSOPGAVE

LIGHT DRIVE 3 CATALOGUS

LIGHT DRIVE 3	4
LIGHT DRIVE 3 XL	6
LIGHT DRIVE PLUS 2.1	8
LIGHT DRIVE 3 MINI	10
LIGHT ASSIST 3	12
LIGHT ASSIST 3 XL	14



LIGHT DRIVE 3

Onze iconische en toonaangevende elektrische aandrijving, om je handbewogen rolstoel in enkele seconden kracht te geven!



Ontworpen voor alle gebruikers van handbewogen rolstoelen. Of je nu de rolstoel af en toe, tijdelijk of permanent gebruikt. **LIGHT DRIVE 3** maakt van een handbewogen rolstoel in enkele seconden een ultralichte, krachtige elektrische rolstoel.

Slank, discreet en licht: hij past perfect op je rolstoel en geeft je meer vrijheid en zelfstandigheid. **LIGHT DRIVE** laat je rijden op elk type terrein - in de stad, in het park of op ruwere paden. De ergonomische joystick zorgt voor een soepele en intuïtieve rijervaring, zonder concessies aan de veiligheid.

Ontkoppel de aandrijving met één eenvoudige beweging en rol zelf weer verder, zonder hem van je rolstoel te verwijderen.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE LIGHT DRIVE 3



LICHT
EN COMPACT



SNELLE, EENVOUDIGE
MONTAGE
MET ÉÉN HAND



ACTIERADIUS
TOT 20 KM



GEMAAKT IN
FRANKRIJK



AFNEEMBAAR



TRANSPORTEERBAAR
PER AUTO, VLIEGTUIG
OF TREIN



MAAKT ROLSTOEL
NIET BREDER



GESCHIKT VOOR DE
MEESTE
ROLSTOELLEN*

*zie onze compatibiliteitsgids

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. gebruikersgewicht	125 kg
Gewicht van de aandrijving	7,5 kg
Max. snelheid	10 km/u
Max. overbrugbare obstakelhoogte	5 cm met of zonder aanloop
Max. veilige helling	6° (11%)
Fabrieksgarantie	24 maanden op de aandrijving en de batterij
Wielmaat	Geschikt voor: 22", 24", 25" & 26" wielen

LITHIUM-IONBATTERIJ 484 WH

Gewicht	3,8 kg
Actieradius	tot 20 km

LITHIUM-IONBATTERIJ 282 WH

Gewicht	3,2 kg
Actieradius	tot 12 km

Er is een compatibiliteitsgids beschikbaar om te zien op welke rolstoelmodellen de Light Drive 3 kan worden geïnstalleerd. Ga naar www.mobility-you.nl/light-drive

LIGHT DRIVE 3 XL

Ontworpen voor heavy-duty gebruikers,
voorbij de standaardlimieten.



LIGHT DRIVE 3 XL is een extra krachtige oplossing voor heavy duty gebruikers die elektrische ondersteuning nodig hebben. Dit met behoud van alle belangrijke voordelen van **LIGHT DRIVE 3**: lichtgewicht, discreet en compact.

Hij vermindert de dagelijkse inspanning en geeft je meer vertrouwen om elk terrein aan te kunnen (hellingen, lange afstanden of oneffen ondergrond). Je behoudt de soepele bediening, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van Light Drive - met extra kracht en draagvermogen.

Geniet van meer vrijheid in je dagelijkse routine en tijdens uitstapjes!

LIGHT DRIVE 3 XL is een premium, compacte elektrische aandrijving voor heavy duty gebruikers tot 150 kg.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE LIGHT DRIVE 3 XL



LICHT
EN COMPACT



SNELLE, EENVOUDIGE
MONTAGE
MET ÉÉN HAND



ACTIERADIUS
TOT 20 KM



GEMAAKT IN
FRANKRIJK



AFNEEMBAAR



MAAKT ROLSTOEL
NIET BREDER



GESCHIKT VOOR DE
MEESTE ROLSTOELN*

*zie onze compatibiliteitsgids

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. gebruikersgewicht	150 kg
Gewicht van de aandrijving	8,3 kg
Max. snelheid	6 km/u
Max. overbrugbare obstakelhoogte	5 cm met of zonder aanloop
Max. veilige helling	4° (7%)
Fabrieksgarantie	24 maanden op de aandrijving en de batterij
Wielmaat	Geschikt voor: 22", 24", 25" & 26" wielen

LITHIUM-IONBATTERIJ 484 WH

Gewicht	3,8 kg
Actieradius	tot 20 km

Er is een compatibiliteitsgids beschikbaar om te zien op welke rolstoelmodellen de Light Drive 3 XL kan worden geïnstalleerd. Ga naar www.mobility-you.nl/light-drive

LIGHT DRIVE PLUS 2.1

Dubbele aandrijving, dubbele vrijheid.



LIGHT DRIVE PLUS 2.1 is ontworpen voor heavy duty rolstoelgebruikers van meer dan 150 kg

Uitgerust met vier motoren levert de plusvariant extra vermogen en stabiliteit, vooral om hellingen en oneffen ondergrond aan te kunnen - zodat je optimaal profiteert van alle voordelen van een lichte elektrische ondersteuning.

Meer vrijheid, zelfs bij de hoogste belastingen!

Maximaal gebruikersgewicht tot 200 kg, geen beperking op maximale zitbreedte.
LIGHT DRIVE PLUS 2.1 kan op maat worden gebouwd.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE LIGHT DRIVE PLUS 2.1



AFNEEMBAAR EN EENVOUDIG
TE TRANSPORTEREN



SNELLE, EENVOUDIGE
MONTAGE




ACTIERADIUS
TOT 20 KM



GEMAAKT IN
FRANKRIJK



KEUZE UIT KLEUREN



MAAKT ROLSTOEL
NIET BREDER



GESCHIKT VOOR DE
MEESTE ROLSTOELEN*

*zie onze compatibiliteitsgids

KLASSIEK	● Zwart	○ Wit	● Blauw	● Rood	● Khaki
METALIC	● Nachtblauw	● Grijs	● Zilver	● Koper	● Goud
TRENDY	● Lichtblauw	● Roze	● Groen	● Geel	● Oranje

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. gebruikersgewicht	200 kg
Gewicht van de aandrijving	16 kg
Max. snelheid	6 km/u
Max. overbrugbare obstakelhoogte	5 cm met of zonder aanloop
Max. veilige helling	4° (7%)
Fabrieksgarantie	24 maanden op de aandrijving en de batterij
Wielmaat	Geschikt voor: 22", 24", 25" & 26" wielen

LITHIUM-IONBATTERIJ 484 WH

Gewicht	3,8 kg
Actieradius	tot 20 km

Er is een compatibiliteitsgids beschikbaar om te zien op welke rolstoelmodellen de Light Drive Plus 2.1 kan worden geïnstalleerd. Ga naar www.mobility-you.nl/light-drive

LIGHT DRIVE 3 MINI

Een kleinere versie voor kinderen!



LIGHT DRIVE 3 MINI is ontworpen om het dagelijkse leven van kinderen, én van de mensen die voor hen zorgen, eenvoudiger te maken.

De aandrijving is licht, eenvoudig en makkelijk te besturen en past perfect op de rolstoel van je kind zonder aanpassingen aan de configuratie. Geen compromissen in je routine en geen gedoe met het opbergen van de rolstoel. Bovendien geniet je kind van meer vrijheid en zelfstandigheid!

Omdat kinderen snel groeien of een nieuwe rolstoel nodig kunnen hebben, kan **LIGHT DRIVE 3 MINI** later opnieuw worden geïnstalleerd op een grotere rolstoel - zonder dat je de elektrische aandrijving hoeft te vervangen.

De aandrijving kan worden aangepast naarmate het kind groeit, zodat je van rolstoel kunt wisselen zonder de aandrijving te moeten veranderen



BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE LIGHT DRIVE 3 MINI



LICHT
EN COMPACT



SNELLE, EENVOUDIGE
MONTAGE
MET ÉÉN HAND



ACTIERADIUS
TOT 20 KM



GEMAAKT IN
FRANKRIJK



AFNEEMBAAR



TRANSPORTEERBAAR
PER AUTO, VLIEGTUIG
OF TREIN



MAAKT ROLSTOEL
NIET BREDER



GESCHIKT VOOR DE
MEESTE
ROLSTOELLEN*

*zie onze compatibiliteitsgids

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. gebruikersgewicht	80 kg
Gewicht van de aandrijving	7,5 kg
Max. snelheid	6 km/u
Max. overbrugbare obstakelhoogte	5 cm met of zonder aanloop
Max. veilige helling	6° (11%)
Fabrieksgarantie	24 maanden op de aandrijving en de batterij
Wielmaat	Geschikt voor: 22", 24", 25" & 26" wielen

LITHIUM-IONBATTERIJ 484 WH

Gewicht	3,8 kg
Actieradius	tot 20 km

LITHIUM-IONBATTERIJ 282 WH

Gewicht	3,2 kg
Actieradius	tot 12 km

Er is een compatibiliteitsgids beschikbaar om te zien op welke rolstoelmodellen de Light Drive 3 Mini kan worden geïnstalleerd. Ga naar www.mobility-you.nl/light-drive

LIGHT ASSIST 3

Maakt het leven van begeleiders makkelijker



LIGHT ASSIST 3 werkt als een krachtige en compacte duw- en remhulp voor handbewogen rolstoelen en kantelrolstoelen (tilt-in-space), zodat de begeleider zich niet overbelast.

Met deze nieuwe versie is de montage nog eenvoudiger: snel te bevestigen en te verwijderen, allemaal met één hand. Ook vermindert het de belasting tijdens vervoer met de auto waardoor het makkelijker is om het systeem op te tillen en in de kofferbak te plaatsen.

Begeleiders ervaren meteen verlichting: er is veel minder kracht nodig om te duwen en te remmen, zelfs op hellingen, over lange afstanden of op oneffen terrein. Dankzij de verlengde bedieningsgrepen blijft de bediening soepel en vol vertrouwen in elke situatie. Verplaatsen wordt een fluitje van een cent!

De **LIGHT ASSIST 3** is aan te passen aan veel typen rolstoelen met behoud van de oorspronkelijke afstelling en functies van de rolstoel.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE LIGHT ASSIST 3



LICHT
EN COMPACT



SNELLE, EENVOUDIGE
MONTAGE
MET ÉÉN HAND



ACTIERADIUS
TOT 20 KM



GEMAAKT IN
FRANKRIJK



AFNEEMBAAR



TRANSPORTEERBAAR
PER AUTO, VLIEGTUIG
OF TREIN



MAAKT ROLSTOEL
NIET BREDER



GESCHIKT VOOR DE
MEESTE
ROLSTOELLEN*

*zie onze compatibiliteitsgids

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. gebruikersgewicht	125 kg
Gewicht van de aandrijving	7,7 kg
Max. snelheid	6 km/u
Max. overbrugbare obstakelhoogte	5 cm met of zonder aanloop
Max. veilige helling	3° (5%)
Fabrieksgarantie	24 maanden op de aandrijving en de batterij
Wielmaat	Geschikt voor: 22", 24", 25" & 26" wielen

LITHIUM-IONBATTERIJ 484 WH

Gewicht	3,8 kg
Actieradius	tot 20 km

LITHIUM-IONBATTERIJ 282 WH

Gewicht	3,2 kg
Actieradius	tot 12 km

Er is een compatibiliteitsgids beschikbaar om te zien op welke rolstoelmodellen de Light Assist 3 kan worden geïnstalleerd. Ga naar www.mobility-you.nl/light-drive

LIGHT ASSIST 3 XL

Upgrade naar een geavanceerde duw- en remhulp



Als uitbreiding van het Light Assist-assortiment behoudt **LIGHT ASSIST 3 XL** alle voordelen van Light Assist 3, terwijl hij extra vermogen levert voor gebruikers die meer ondersteuning nodig hebben.

Perfect voor zwaardere rolstoelen, zoals kantelrolstoelen (tilt-in-space). Hij ondersteunt een gebruikersgewicht tot 150 kg en blijft soepel te bedienen, veilig en krachtig, met uitstekend comfort voor zowel de begeleider als de rolstoelgebruiker.

Light Assist 3 XL wordt gemonteerd op afneembare haakbeugels, zodat kantelrolstoelen (tilt-in-space) hun kantelfunctie behouden.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE LIGHT ASSIST 3 XL



LICHT
EN COMPACT



SNELLE, EENVOUDIGE
MONTAGE
MET ÉÉN HAND



ACTIERADIUS
TOT 20 KM



GEMAAKT IN
FRANKRIJK



AFNEEMBAAR EN
EENVOUDIG TE
TRANSPORTEREN



MAAKT ROLSTOEL
NIET BREDER



GESCHIKT VOOR DE
MEESTE ROLSTOELEN*

*zie onze compatibiliteitsgids

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. gebruikersgewicht	150 kg
Gewicht van de aandrijving	8,3 kg
Max. snelheid	6 km/u
Max. overbrugbare obstakelhoogte	5 cm met of zonder aanloop
Max. veilige helling	3° (5%)
Fabrieksgarantie	24 maanden op de aandrijving en de batterij
Wielmaat	Geschikt voor: 22", 24", 25" & 26" wielen

LITHIUM-IONBATTERIJ 484 WH

Gewicht	3,8 kg
Actieradius	tot 20 km

Er is een compatibiliteitsgids beschikbaar om te zien op welke rolstoelmodellen de Light Assist 3 XL kan worden geïnstalleerd. Ga naar www.mobility-you.nl/light-drive



Mobility & you

Enthousiast geworden?

Vraag een gratis proefrit aan bij
uw lokale dealer



Telefoon: 085 - 20 14 21 4 | www.mobility-you.nl
showroom: Kaliumweg 10 B | Amersfoort

Kwalitatieve mobiliteitsproducten: scootmobielen, rolstoelen, handbikes en rollators.

